

## AGITADOR DE MAZZINE

### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:

El equipo tiene características especiales entre las cuales se destacan:

- En su mecanismo no posee poleas lo cual lo hace menos propenso a fallas.
- Velocidad variable entre 100 RPM y 200 RPM.
- Modo de funcionamiento manual o automático.
- En modo automático se ajusta el tiempo y el equipo se apaga automáticamente.
- Sistema electrónico regulador de velocidad el cual lo hace mas confiable al momento de la agitación.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material de fabricación: Aluminio y Acero Inox
- Consumo de Potencia: 44 Vatios.
- Voltaje de funcionamiento: 120 Voltios.
- Medidas de plato:
  - Ancho: 21 Cms.
  - Alto: 21 Cms.
- Medidas del equipo:
  - Ancho: 20 Cms.
  - Largo: 20 Cms.
  - Alto: 14 Cms.
- Peso Máximo Soportado: 400 g.
- Garantía total: 1 Año.

**Nota:** Para efectos de la garantía debe ser enviado a la fabrica, los costos de envío los asume el comprador.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



### VISION

**“Reconocida como líder en diseño y desarrollo de equipos de excelente calidad, fundamentada en la investigación y el servicio.”**